




Glaze-Spray Auswahl

Schnell, einfach und präzise
zum TOP-Finish-Ergebnis.



SPEZIFIKATIONEN

in Abhängigkeit der Keramikmengen je Dose und Präzision der Sprühenauigkeit.

	50ml Aluminiumdose	75ml Aluminiumdose
Wirbelkopf und/oder Sprühkopf mit Aufsatzrohr und Oraldüse als Standard  +++ ⁽³⁾	Reiner Keramikanteil 2,5g/Dose bis 8,0g/Dose	Reiner Keramikanteil 4,0g/Dose bis 12,0g/Dose
Sprühkopf mit Oraldüse für hohen und präzisen Auftrag  ++ ⁽³⁾	Reiner Keramikanteil 2,5g/Dose bis 7,0g/Dose	Reiner Keramikanteil 4,0g/Dose bis 10,0g/Dose
Präzisionssprühspitze für kleineren und punktuellen Auftrag  + ⁽³⁾	Reiner Keramikanteil 2,5g/Dose bis 5g/Dose	Reiner Keramikanteil 4,0g/Dose bis 8,0g/Dose

- Verfügbare Keramiken in den universell einsetzbaren PRISMAN-Varianten LFU⁽¹⁾ und LFU fluoro⁽²⁾ oder mit Kundenkeramikbestellung.
- Mit Indikatorfarbe zur Schichtdickenfeststellung und ohne Indikatorfarbe (blau, orange, grün).

Auch als **Paste im Tiegel** erhältlich.



(1) Low Fusing (niedrig schmelzende Keramik). Details nach Rücksprache.

(2) Mit fluoreszierenden Inhaltsstoffen

(3) +++ hohe Auftragsmenge; ++ mittlere Auftragsmenge; + kleine, dünne Auftragsmenge

Fragen Sie auch nach
unseren **Opaker-Sprays**
und **Bonder-Sprays**.

PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6–18
64653 Lorsch
Germany

Tel.: +49 (0) 6251 866 980-0
Fax: +49 (0) 6251 866 980-77
E-Mail: info@prisman.de
www.prisman.de